


1573537 - Spéculums jetables - otoscope de diagnostic - 4 mm - 1x1000 pcs



Déscription

Les spéculums jetables offrent toujours un bon ajustement, une bonne transmission de la lumière et une bonne hygiène.

Caractéristiques spécifiques :

- Aucun risque de contamination croisée.
- Différentes tailles pour un bon ajustement.
- Bonne transmission de la lumière.

Spécifications

Marque	Comed
Compatible avec	Otoscope Heine BETA 200; Otoscope Heine K180; Otoscope Heine MINI 2000 + FO; Otoscope Heine MINI 3000 + FO + FO LED
sku	1573537
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Boîte
type de spéculum	Spéculums jetables