

## 1532944 - Fauteuil de prélèvement - hauteur variable électrique - dossier et jambier indépendant - 1 pc



### Déscription

Le fauteuil hauteur fixe de prélèvement électrique Promotal avec dossier et jambier indépendant offre un confort total aux patients et patientes lors de la prise de sang. La chaise s'adapte de manière flexible à un examen gynécologique, à une prise de sang et peut facilement être mise dans une position demandée. La possibilité de convertir le fauteuil en divan d'examen, en alignant le repose-pieds, l'assise et le dossier, vous permet d'effectuer un examen général ou de reposer le patient. Cette fauteuil a un porte-rouleau de papier côté pied et 2 accoudoirs. Le matériau est constitué d'un revêtement époxy polyester de 80 mm d'épaisseur et ignifuge.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>Dimensions du produit</b>	L 50 cm, L 160.8 cm
<b>Roues incluses</b>	Non
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Hauteur</b>	59-93 cm
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>Composition</b>	Revêtement: revêtement époxy polyester
<b>sku</b>	1532944
<b>Nombre de parties</b>	3-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce