

1351938 - Praxis 4 Comfort Elite - électrique - cadre gris avec roues - tiroirs - revêtement fresh - NERO



Déscription

La nouvelle Praxis 4 Comfort Elite est une table unique en son genre grâce à son système spécial de tiroirs intégrés. Les deux tiroirs sont en acier et disposent de glissières robustes. Les coulisses à double sens sont d'origine allemande et de très haute qualité, ce qui garantit que les tiroirs fonctionneront pendant des années sans aucun problème. Les tiroirs peuvent être ouverts des deux côtés. À l'arrière, la table dispose d'un grand tiroir de 56x51 cm. Le petit tiroir à l'avant comporte un récipient amovible en acier inoxydable dans lequel on peut déposer les instruments usagés ou les produits à usage unique. Cette ligne se caractérise par une portée énorme de 60-130 cm et a une capacité de levage standard de 200 kg. Grâce à ses pieds arrondis et à ses profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable.

Attention : la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 196 cm
Hauteur	60-130 cm
Hauteur réglable	Oui
Roues incluses	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Capacité de levage	175 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
Accoudoirs	Non
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande au pied
Couleur	Nero
Fente nasale triangulaire	Pas de fente nasale
Nombre de parties	4-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce