

## 1547005 - Dossier pour réservoir réglable - noir - 1 pc



### Déscription

Le dossier est équipé d'un confortable coussin en PUR. Le coussin est monté sur une charnière, ce qui permet au dossier de suivre les mouvements de l'utilisateur. Le tube situé en haut est une poignée qui peut être utilisée pour régler le dossier. Le dossier est réglable en profondeur, ce qui permet de choisir la bonne distance en fonction de l'emplacement de la cuvette des toilettes. La largeur et la hauteur du dossier sont adaptées à un adulte, mais il convient également aux utilisateurs plus petits.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2701.2004-02
<b>Type d'emballage</b>	Pièce