

1602001 - Pausa L865 table de chevet avec plateau réglable - 72-116 cm - 1 pc



Déscription

La table de chevet Pausa est un accessoire qui vous permet de personnaliser votre lit et d'y ajouter des fonctions. Il s'agit d'une table de lit réglable en hauteur avec un plateau réglable. Elle est équipée d'un plateau avec un rebord tout autour pour éviter que des objets ne tombent ou ne se renversent sur la couverture du lit et dont l'angle est réglable en tournant le petit bouton sur le côté. La table est montée sur quatre petites roulettes pour une meilleure maniabilité. La charge maximale est de 10 kg.

Spécifications

Type d'emballage

Pièce