

## 1540930 - Flovac conteneur 1 litre pour New Askir 30 - 1 x 10 pcs



### Déscription

Bocal Flovac de 1l, réutilisable pour le système d'aspiration Aspiret et Askir 30. Récipient stérilisable et réutilisable en polycarbonate dur. Convient aux poches jetables FLOVAC®. Capacité de 1000ml.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Cami
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Boîte