

## 1007102 - Eucerin pH5 lait corporel avec pompe - 400 ml - 1 pc



### Déscription

Le Lait Corporel Eucerin pH5, à la fois extrêmement doux et efficace, a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins d'une peau du corps sensible. Elle intègre le système pH5 EnzymeProtection à l'efficacité cliniquement prouvée qui active les enzymes cutanées. En renforçant les défenses naturelles de la peau de l'intérieur, cette formule unique à l'efficacité 24h favorise la restauration des niveaux de pH, le rétablissement de l'hydratation naturelle et la régénération de la peau. Il a également été prouvé qu'elle limite fortement la pénétration du pollen à travers la peau, et est par conséquent adaptée aux peaux sujettes aux allergies. Sa formulation à base de Dexpanthénol offre également des propriétés réparatrices. Son usage quotidien garantit une protection à long terme tout en rendant votre peau plus douce et plus lisse.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beiersdorf
<b>Tube</b>	Non
<b>Système de pompage</b>	Oui
<b>Ingrédients</b>	Aqua, Isopropyl Stearate, Panthenol, Caprylic-Capric-Triglyceride, Isopropyl Palmitate, Octyldodecanol, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Sodium Citrate, Citric Acid, Tocopherol, Pantolactone, Magnesium Sulfate, 1-2-Hexanediol, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Parfum
<b>Contenu</b>	400 ml
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Valeur pH</b>	5.0 - 6.5