

## 1610751 - sachets de stérilisation - 15 x 30 cm - 8 x 250 pcs



### Déscription

Ces sachets d'emballage laminée créent un environnement stérile sécurisé pour les instruments et les équipements jusqu'à leur utilisation finale. **Halyard** propose désormais une large gamme de tailles différentes qui préviennent les déchirures.

### Avantages

- Réduction du risque de contamination par l'encre
- Réduction de l'accumulation de poussière et du risque de contamination
- Résistance à la perforation et à l'abrasion grâce au film transparent
- multicouche Adapté à la stérilisation à haute température par vapeur et par oxyde d'éthylène

## Spécifications

<b>Marque</b>	Halyard
<b>sku</b>	1610751
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène Vapeur
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	15 x 30 cm
<b>Type d'emballage</b>	Carton