


## 1546379 - Pied support appui rabattable - anthracite - 1 pc



### Déscription

Recommandé en cas de doute sur la solidité du mur. Composé d'un pied auxiliaire réglable, d'une entretoise et d'un bloc de serrage. Réglable en hauteur en continu pour s'adapter à la hauteur du support (du sol au sommet du tube supérieur 700 mm à 850 mm).

### Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2614.3001-11
<b>Catégorie appuis pour toilette</b>	Accessoires pour appui toilette
<b>Type d'emballage</b>	Pièce