

1550603 - 3M™ Littmann® Classic III stéthoscope - framboise - arc-en-ciel - jaune - 1 pc



Déscription

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III est le dernier modèle des stéthoscopes 3M™ Littmann® qui aidera des millions de professionnels de santé au quotidien. Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III est un partenaire fiable qui vous fournira une haute qualité acoustique lors des examens cliniques de vos patients. Avec un double pavillon, une membrane double fréquence, un côté pédiatrique convertible en cloche traditionnelle, une tubulure nouvelle génération, et bien plus encore, le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III est le préambule de la nouvelle génération Littmann®. Idéal pour les étudiants, sages-femmes, infirmières de pratiques avancées, kinésithérapeutes et paramédicaux.

Spécifications

Marque	3M™
Poids du produit	0.15 kg
Digital	Non
Membrane réglable	Oui
Longueur du tube	69 cm
Composition	Membrane : époxy et fibre de verre, contour d'oreille : aluminium anodisé, pièce de poitrine : acier inoxydable sans latex,
	Non
sku	1550603
Application	Examen physique
Construction binaurale	Single tube
Couleur	Raspberry
Couleur de la poignée	Jaune
Finition du pavillon	Arc-en-ciel
La technologie du pavillon	Double face
Matériau de la membrane	Epoxy fibre de verre
Performances acoustiques	7-8
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de stéthoscope	Classic III