

## 1573881 - Housse en velours pour coussin Relax standard - soft caledon - 1 pc



### Déscription

Taie d'oreiller Fico pour oreiller relax standard, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de fournir l'oreiller avec une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, les housses sont lavables à 60°C.

### Spécifications

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Marque</b>                               | Fico         |
| <b>sku</b>                                  | 1573881      |
| <b>Couleur housse</b>                       | Soft celadon |
| <b>Lavable</b>                              | 60°          |
| <b>Marque du matériel de positionnement</b> | Relax        |
| <b>Matériel</b>                             | Fluweel      |
| <b>Type d'emballage</b>                     | Pièce        |