

1577152 - Sangle de fixation rembourrée hanche et poitrine pour Swift Mobil/Clean



Déscription

Réglable par 3 boucles avec une longueur allant jusqu'à 65-130 cm. Le matériau est confortable et à séchage rapide et offre un soutien ferme pour le positionnement. Peut être utilisé comme ceinture de hanche pour tous les modèles Clean et comme ceinture de poitrine pour les modèles Clean avec un dossier en tissu maillé.

Spécifications

Marque	Etac
Normes	EN 12182
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Boucles
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	En chaise roulante