

1104360 - Seca 813 -Pèse-personne digitale - noir - 1 pc



Déscription

Pèse-personne digital plat Seca 813, avec une plate-forme extra large et une couche antidérapante en caoutchouc. Pèse des personnes jusqu'à un maximum de 200 kg. Utilisé avec des piles AAA.

- Grand écran ACL
- Fonction Step-off: pesée sans allumer la balance

Spécifications

Marque	Seca
Mémoire	Non
Calibré	Non
Poids max.	200 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bepat	0.06 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Composition	Chassis en acier massif
sku	1104360
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques