

1103506 - Attelles de plâtre prêt-a-l'emploi Dynacast® Prelude SL - 7,5 x 30 cm - 1 x 4 pcs



Déscription

Dynacast® Prelude SL attelle de plâtre prêt-a-l'emploi est facile à modeler et fabriquée dans un matériau solide et durable. Convient pour l'immobilisation des fractures. À utiliser en combinaison avec un bandage de fixation, pour les douleurs articulaires et le traitement des parties du corps sans os.

Spécifications

Marque	BSN
Composition	Matériél synthétique, fibre de verre
sku	1103506
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	7,5 x 30 cm
Type d'emballage	Pièce