

## 1103506 - Attelles de plâtre prêt-a-l'emploi Dynacast® Prelude SL - 7,5 x 30 cm - 1 x 4 pcs



### Déscription

Dynacast® Prelude SL attelle de plâtre prêt-a-l'emploi est facile à modeler et fabriquée dans un matériau solide et durable. Convient pour l'immobilisation des fractures. À utiliser en combinaison avec un bandage de fixation, pour les douleurs articulaires et le traitement des parties du corps sans os.

### Spécifications

<b>Marque</b>	BSN
<b>Composition</b>	Matériél synthétique, fibre de verre
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	7,5 x 30 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce