

1009254 - Lames de bistouri nr 20 - Non-stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

La lame bistouri n° 20 est une grande version de la lame n° 10 avec un tranchant incurvé et un bord de fuite plat non affûté. Et convient aux poignées n° 4, 4L, grade 4 et 6B.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Stérile | Oui |
| Composition | Acier inoxydable |
| Normes | ISO 13485:2016 |
| Numéro du bistouri | 20 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |