


## 1511165 - Seca 233 toise de pèse-bébé seca 376 - 1 pc



### Déscription

La toise seca 233 avec appuie-tête et appuie-pieds peut être associée au pèse-bébé seca 376 et seca 374 afin de le transformer en un système de pesée et de mesure complet. Cette toise au montage aisé et lecture facile du résultat permet de procéder à la pesée et à la mesure simultanément.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Télescopique</b>	Non
<b>Démontable</b>	Oui
<b>Connectable aux balances</b>	Oui
<b>Graduation toise</b>	1 mm
<b>Modèle toise</b>	Toise bébé
<b>Plage de mesure</b>	35 - 80 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce