

1543394 - Jeu d'électrodes 50x100 mm - 4 pcs. - EM41-80-CNK3059-573



Déscription

Il s'agit d'un jeu d'électrodes de 4 pièces, prévu pour un appareil de stimulation musculaire électronique numérique. Les électrodes sont de 50 x 100 mm, autocollantes et réutilisables. Utilisable avec les modèles EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80

Spécifications

Marque	Beurer
Couleur	Gris
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce