

## 1552205 - Eltrac 471



### Déscription

L'Eltrac 471 est votre assistant idéal pour la thérapie de traction. Le fiable Eltrac 471 a aidé de nombreux patients pendant des décennies. L'Eltrac 471 a maintenant été amélioré. L'Eltrac 471 est précis, facile à utiliser, en temps réel et sûr.

#### Avantages

- La table de traction peut également être utilisée comme table de traitement.
- Design ergonomique
- Facile à utiliser
- Précis
- Interface utilisateur à écran tactile
- Flexistool pour une position de départ idéale pendant la traction lombaire

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce