

1543702 - Coussin normal standard avec taie en velours doux - blanc - 1 pc



**the
pillow®**

NORMAL - STANDAARD

Déscription

Confort et soutien, c'est ce que propose The Pillow, l'oreiller orthopédique à la forme unique en 3 parties. L'oreiller est conçu de manière à ce que le tour de cou fournisse la traction nécessaire sur les vertèbres cervicales. De plus, la section médiane flexible garantit que la colonne vertébrale se trouve dans la forme naturelle de S lorsqu'elle est allongée sur le dos. En position couchée sur le côté, les parties latérales hautes garantissent que la colonne vertébrale est dans une position neutre non chargée. Convient aux personnes d'un poids maximum à partir de 65 kg. La version standard Normal est faite d'une mousse polyéther spéciale et est livrée dans un sac de rangement luxueux. Y compris taie d'oreiller en velours doux.

Spécifications

Marque	Meijers
Dimensions du produit	L 36 cm, H 15 cm, L 63 cm
Composition	Mousse de polyéther, housse: coton
sku	1543702
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Version	Standard