

## 1559948 - Couvertres 139 pour cassettes à médicaments 131 - 1 x 40 pcs



### Déscription

La fabrication des couvercles coulissants est un secret bien gardé. Les couvercles ferment le MediDispenser si fermement qu'aucune humidité ne peut y pénétrer. Ce couvercle coulissant s'adapte au distributeur journalier de taille petit art. 131/139.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Wiegand
<b>Dimensions du produit</b>	L 4.4 cm, L 18 cm
<b>A utiliser avec:</b>	Cassette 131
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Composition</b>	PET: Le polyéthylène téréphtalate est un plastique polyester (adapté à l'alimentation). Le PET est résistant aux UV-B, UV-C-FUV, UV-C-VUF, EUV et XUV
<b>sku</b>	1559948
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Type d'emballage</b>	Paquet