

1023254 - Thermomètre auriculaire infrarouge - 1 seconde de mesure - IR 210 - 1 pc



Déscription

Le **Microlife IR 210** est un thermomètre auriculaire infrarouge conçu pour mesurer la température corporelle, ainsi que celle d'un objet en seulement 1 seconde. Le système de guidage ACCUsens vous aide à trouver la bonne position dans l'oreille tandis que les protecteurs de sondes hygiéniques et sans BPA assurent une mesure sûre.

Avantages

- Sonde lumineuse et technologie "Clean me
- La lumière LED bleue de la sonde permet de trouver facilement la bonne position de l'oreille dans l'obscurité
- Technologie Silent Glow™
- Une lumière rouge apparaît lorsque la température dépasse 37,4°C.
- 3 en 1
- Mesures des températures du corps, des objets et de l'environnement en seulement 1 seconde.

Spécifications

Marque	Microlife
Digital	Oui
Infrarouge	Oui
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Oui
Embout souple	Non
Taxe Bepat	0.06 EUR
Indicateur de piles faibles	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1023254
Normes	EN ISO 13485:2016
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre auriculaire
Vitesse de mesure	1 sec