

1004562 - Tampons de gaz - non-stérils - 3 x 3,5 cm - 1 x 1000 pcs



Déscription

Tampons de gaz non-stériles Texa® sont Adaptés au nettoyage et à la désinfection de la peau, tous les tampons de gaz sont exempts d'élastique afin que les tampons n'affectent pas les allergies lors de l'utilisation.

Spécifications

Marque	Texa
Stérile	Non
Composition	100% coton, 17-fils
Code CNK	2163-822
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	3 x 3,5 cm
Type d'emballage	Sac