

## 1576946 - Chariot pour linge avec porte-vêtements - 1220 x 455 x 1750 mm - 1 pc



### Déscription

Différents accessoires peuvent être combinés pour configurer ce Mosys Combiné selon les besoins. Dans ces variantes, la tringle porte-cintres peut-être fixe ou télescopique. Roues pivotantes super coulissantes, équipées de 2 freins.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 122 cm, H 175 cm
<b>Composition</b>	Acier chromé
<b>Profondeur du produit</b>	45.5 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce