

## 1551439 - Micrel MP Daily+ mm/24 hr



### Déscription

**Le pousse-seringue mm/24h ambulatoire pour la perfusion précise à l'hôpital et pour les soins à domicile.**

- Réglage du débit simple et précis par bouton (pas d'outils nécessaires)
- Fonction bolus et période réfractaire
- Alarme "Fin de la perfusion", alarme "Détection de la seringue" et alarme "d'occlusion"
- Limites de perfusion programmables
- Ecran LCD éclairée
- Compatible avec toutes les marques & tailles de seringues (de 5 ml à 60 ml)
- Pourvu d'un double micro-processeur pour garantir la sécurité et la précision
- Compact, léger & portable
- Longue autonomie de batterie (2 à 3 mois ou plus de 70 perfusions)
- Fourni avec une mallette de transport, des piles et des instructions en français et en néerlandais

**>> Plate-forme d'instructions pousse-seringues Micrel**

### Spécifications

Marque	Micrel
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce