

1543627 - Urinal homme - avec couvercle - gradué - 1000 ml - 1 pc



Déscription

Cet urinoir est un outil utile pour les hommes. Après utilisation, l'urinoir peut être fermé avec un couvercle. La capacité maximale est de 1 litre avec indication de la taille.

Spécifications

Autoclavable	Non
Composition	Urinale: chlorure polyvinyle, couvercle: polypropylène
sku	1543627
Possibilité de vidange	Oui
Contenu	1000 ml
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Sex	Hommes
Type d'emballage	Pièce