

## 1509691 - Schiller Cardiovit CS-200 Excellence



### Déscription

Le système d'évaluation cardiaque CS-200 Excellence pour les tests d'effort de SCHILLER est axé sur la performance. Grâce à ses excellents algorithmes et à sa parfaite connectivité aux systèmes d'information de cardiologie EMR, SEMA et PACS, le système CS-200 Excellence vous permet d'optimiser votre flux de travail numérique rapidement et facilement.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>Options ECG</b>	Détection d'arythmie ECG à 16 dérivation ETM Remesure ETM Vecteur saecg stress_ecg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce