

1575285 - Purell Advanced gel alcoolique avec pompe - 500 ml - 1 pc



Désinfection

Le désinfectant pour les mains Purell Advanced sous forme de gel peut être utilisé pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. Le désinfectant pour les mains ne contient ni colorants ni parfums et, grâce à ses composants hydratants, il assure une sensation agréable sur la peau après utilisation. Purell Advanced est compatible avec les gants en latex, en nitrile et en vinyle, il est non sensibilisant et possède un large spectre d'action.

Spécifications

Marque	Gojo Prodene Klint
Normes	EN 4120: 2007
Ingrédients	70% éthanol N° CAS 64-17-5 agents hydratants d'origine végétale.
sku	1575285
Apparence	Gel d'alcool
Contenu	500 ml
Odeur	Non parfumée
Type d'emballage	Pièce