

1002754 - Cold/Hot Pack Special I - 20 x 34 cm - 1 pc



Déscription

Cold/Hot Pack avec remplissage de gel bleu respectueux de l'environnement pour un traitement approprié pendant le traitement froid/chaud. Le sac en PE durable reste flexible à des températures inférieures à zéro.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Composition	PE, eau, épaississant, sodium, carboxyméthylcellulose - E133
Normes	ISO 13485:2016
Stérile	Non
sku	1002754
Taille	20 x 34 cm
Type d'emballage	Pièce
Type packs	Cold/hotpack
Utilisation hot/cold packs	Réutilisable