

## 1549821 - Leukoplast® soft - 30 x 72 mm - 1 x 100 pcs



### Déscription

Leukoplast® soft est un pansement adhésif doux pour la peau sensible et est très perméable à l'air. Ils absorbent fluides, sang et sécrétions des plaies, et aident à garder la plaie propre. Facile à enlever après utilisation.

### Spécifications

<b>Marque</b>	BSN
<b>Dimensions du produit</b>	L 3 cm, L 7.2 cm
<b>Composition</b>	Non-tissé
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Couleur de peau
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte