

1550653 - Balance de cuisine KS51 - 1 pc



Déscription

L'aide de cuisine pratique pour la maison ! La balance de cuisine a une surface revêtue particulièrement facile à nettoyer. L'écran éclairé noir complète le design classique. S'éteint automatiquement après une longue période d'inactivité et dispose d'un indicateur de surcharge.

Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Non
Calibré	Non
Poids max.	0 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bepat	0.06 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Composition	Surface de pesée: acier inoxydable
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	1 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Balance diététique et de cuisine