

## 1571872 - kBox4 Active Advanced System



### Déscription

Les kBox4 reconnues tant pour leur qualité que pour leur technologie, l'ergonomie, l'évaluation, la recherche et les publications scientifiques. L'Advanced System comprend la plate-forme active kBox 4, l'ajusteur d'angle, deux volants d'inertie, une ceinture de hanche, un harnais, la KBar et les kGrips.

#### Caractéristiques

- Appareil d'entraînement polyvalent pour des exercices entraînant le haut du corps, le tronc et le bas du corps
- Portable, facile à transporter
- Son système de feedback bluetooth kMeter peut être utilisé pour mesurer et enregistrer la puissance de sortie réelle et de nombreux autres paramètres
- Système silencieux avec mécanisme fluide
- Pour usage particulier
- 1 - 2 grands volants
- Inertie jusqu'à 0,100 kgm<sup>2</sup>
- Compatible avec kMeter II
- Empreinte de 76 x 51 cm
- Pèse 15 kg

### Spécifications

<b>Marque</b>	Exxentric
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce