

1575449 - Lampe d'examen EL3 - sur statif - bras flexible - 60Ø mm - 1 pc



Déscription

La lampe d'examen EL3 fournit un éclairage clair et ombragé avec un choix de matériaux de la plus haute qualité possible. La tête d'éclairage compacte d'un diamètre de 60Ø mm permet un positionnement simple, confortable et précis, en particulier dans les situations d'application difficiles. Sans entretien et facile à nettoyer, avec une conception à tête fermée Cool-Touch pour une désinfection sûre et facile. La tête légère et le col de cygne stable permettent un réglage facile et intuitif et maintiennent la lampe exactement dans la position souhaitée.

Spécifications

Marque	Heine
Contrôle de la mise au point	Non
Nombre de LEDs	3
Intensité lumineuse	42000 lux
Étendue du champ lumineux	10 cm
Commande Touchless	Non
Longueur du bras	100 cm
sku	1575449
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examen
Lampe d'examen modèle	Modèle de trépied
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce