

1601559 - Kardiomed 540 Comfort Cycle - 1 pc



Déscription

Le vélo Kardiomed 540 Comfort, avec son cadre moderne en aluminium blanc et son corps élégant en gris anthracite, ne donne pas seulement un look contemporain à ce vélo, mais offre également des fonctionnalités avancées pour un entraînement optimal.

Caractéristiques principales:

- Pas d'alimentation électrique externe requise
- Dimensions: 173 x 65 x 133 cm
- Programmes d'entraînement intégrés pour varier les exercices
- Écran tactile durable et lumineux de 7 pouces
- Affichage de la fréquence cardiaque hybride Polar® sans interférence avec appairage automatique (5 kHz et Bluetooth Low Energy)
- Dossier réglable pour plus de confort
- Entrée large et profonde confortable
- Réglage horizontal du siège pour une position parfaite
- Les programmes d'entraînement comprennent: Démarrage rapide, Watts (entraînement en fonction du temps) et entraînement par impulsions

Spécifications

Marque	Proxomed
Poids	80 kg
Poids maximal de l'adulte	150 kg
Type d'emballage	Pièce