

## 1017585 - Bas de Jersey - bras/jambe - 7 cm x 25 m - 1 pc



### Déscription

Le bas en jersey est une sous-couche souple et douce pour la peau pour les plâtres et bandages rigides synthétiques. Le tubulaire sans couture tricoté en fil de coton est élastique, en particulier dans le sens de la largeur et assure ainsi un ajustement parfait et un excellent confort.

Les bandages tubulaires en tricot sont utilisés par ex. pour le traitement ou le recouvrement sans pli de la peau au niveau des moignons d'amputations. Ils peuvent être stérilisés à 121 °C si nécessaire.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	100% coton non-blanchi
<b>Stérile</b>	Non
<b>sku</b>	1017585
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Méthode de stérilisation</b>	Vapeur
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	7 cm x 25 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce