

1001106 - Gants d'examen - Latex - stérils - poudrés - S (6,5) - 50 pair



Déscription

Le MaiMed® Tex sont de gants poudrés légèrement et sont composés en latex avec un bord roulé. Les gants sont résistants à la déchirure. Le gant est en latex stérile et entièrement anatomique pour le domaine chirurgical. Il convainc par un confort de port optimal, très bon, et une excellente sensation tactile, même pendant les longues opérations. Grâce à sa surface micro-rugueuse, le MaiMed® Tex offre une très bonne prise lors de la manipulation d'instruments médicaux. Il est également très résistant, ce qui lui confère une protection particulière pendant les procédures chirurgicales.

Spécifications

Marque	Maimed
Composition	Latex
sku	1001106
Conforme à la norme HACCP	Non
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Stérile	Oui
Taille	S (6,5)
Type d'emballage	Boîte