

1019760 - 3M™ Coban™ - bandes cohésive - crème - 15 cm x 4,57 m - 1 x 12 pcs



Déscription

Het 3M™ Coban™ zelfhechtend verband is een comfortabel lichtgewicht zwachtel voor een langdurige en betrouwbare druk. Het verband blijft zeer goed op zijn plaats zitten zonder verbandhaakjes of fixatietape en hecht zich niet aan de huid vast.

Spécifications

Composition	Non-woven rayonnevezel, synthetisch polymeer
Stérile	Non
Auto-adhésif	Oui
Couleur	Crème
Taille	15 cm x 4,57 m
Type d'emballage	Boîte