

1006089 - Lames de bistouri nr 21 - non-stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

La lame bistouri n° 21 avec son tranchant incurvé et son dos plat et non affûté est une version agrandie du n° 10. 21 est compatible avec les manches 4, 4L, 4 gradués et 6B.

Spécifications

Stérile	Oui
Composition	Acier inoxydable
Numéro du bistouri	21
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte