

1552683 - ManuXelect - 2-parties - version dos - électrique



Déscription

La table d'examen et de traitement pour une petite salle de traitement et pour un budget limité. Grâce au mécanisme de ciseaux, le ManuXelect s'élève entièrement à la verticale. Par conséquent, le ManuXelect ne nécessite que 1,4 m²! Simple à utiliser grâce aux sections du vantail facilement réglables et toujours stable. Une variante bon marché pour ceux qui ont peu d'espace disponible. La table de traitement ManuXelect existe en deux versions à 2 sections et une version à 3 sections.

- Réglage électrique de la hauteur de 48,5 à 105 cm
- Facile à déplacer si elle est équipée d'un jeu de roues (en option).
- Réglage du plateau de table au moyen de ressorts à gaz
- Poignées ergonomiques pour une utilisation d'une seule main
- Gain de place grâce au mécanisme de ciseaux : le banc se soulève en position verticale.
- Plateaux de table avec rembourrage épais et bords souples
- Grâce à la narine (le coussin de couverture est en option), le patient peut également s'allonger confortablement en position couchée.

Veillez noter que la version de base de la table de traitement ManuXelect n'est pas équipée d'un système d'entraînement à 360° ni de roues et d'un mécanisme de levage des roues. Ces options peuvent être commandées moyennant un coût supplémentaire.

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Dimensions du produit	L 67 cm, L 208 cm
Hauteur	105
Roues incluses	Non
Porte-rouleau de papier inclus	Non
Capacité de levage	150 kg
Temps de réglage de la hauteur	35 s
Accoudoirs	Non
Fente nasale triangulaire	Fente nasale triangulaire
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Table type pièce	Partie dos
Type d'emballage	Pièce