

## 1002821 - Aspirateur New Askir 30 - 1 pc



### Déscription

L'aspirateur New Askir 30 de Cami est une unité d'extraction électrique en matière plastique à isolation électrique hautement résistante à la chaleur. Convient pour l'aspiration nasale, orale et endotrachéale des fluides corporels tels que le mucus ou le catarrhe chez les adultes et les enfants. Le dispositif est applicable aux patients subissant une trachéotomie, des applications chirurgicales mineures et une thérapie post-opératoire dans les soins à domicile.

L'unité principale est équipée d'un régulateur de vide. L'appareil est conforme à la norme EN 60601-1-11 pour une utilisation dans un environnement de soins à domicile et a un degré de protection IP21. La pompe à piston est sans entretien et aucune huile n'a besoin d'être ajoutée au moteur. L'appareil a un débit d'air libre maximum de 40 l/min et fonctionne en continu. Les accessoires sont inclus avec le produit (Filtre antibactérien et hydrophobe, tube de bouteille 1000 cc, embout conique et jeu de tubulures.)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Cami
<b>Dimensions du produit</b>	L 18 cm, H 21 cm, L 35 cm
<b>Poids du produit</b>	3.6 kg
<b>Débit d'air max.</b>	40 L/m
<b>Volume de la gobelet</b>	1000 ml
<b>Composition</b>	Boîtier : plastique, flacon de 1 litre : polycarbonate
<b>Niveau sonore</b>	60.5 db
<b>Normes</b>	EN 60601-1-11
<b>sku</b>	1002821
<b>Alimentation électrique</b>	Alimentation secteur
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de conteneur</b>	Conteneur autoclavable