

## 1104359 - Seca 201 mètre ruban - 0 jusqu'à 205 cm - 1 pc



### Déscription

Les rubans de mesure périmétrique devant eux aussi répondre aux exigences médicales les plus sévères, seca a mis au point le modèle seca 201 qui permet de mesurer le périmètre corporel avec une précision millimétrique.

Le mécanisme de qualité garantit un maniement sans accroc et un enclenchement précis du ruban de 205 cm de longueur. Le boîtier agréable au toucher tient bien en main et est suffisamment robuste pour résister à une chute.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Télescopique</b>	Non
<b>Démontable</b>	Non
<b>Connectable aux balances</b>	Non
<b>Graduation toise</b>	1 mm
<b>Modèle toise</b>	Ruban de mesure
<b>Plage de mesure</b>	0 - 205 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce