

1545289 - Mepore® film - op rol - 15 cm x 10 m - 1 pc



Déscription

Mepore® Film Roll est un pansement non-stérile, transparent et auto-fixant qui permet de fixer solidement et facilement les tubulures, canules, pansements et autres dispositifs médicaux. Il est également adapté pour prévenir les lésions cutanées et protéger la peau fragile de la contamination.

Mepore® Film Roll est respirant, ce qui permet l'échange d'humidité pour réduire le risque de macération. Il est résistant sous la douche pour le confort du patient. Et grâce au papier support pré-mesuré du rouleau, il est facile à appliquer.

Spécifications

Marque	Mölnlycke
Stérile	Non
Compresse	Non
Perforé	Non
Composition	PU
sku	1545289
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	15 cm x 10 m
Type d'emballage	Boîte