

**1603845 - BD™ Vacutainer® kit de prélèvement sanguin -
ensemble de perfusion Butterfly - 12" longueur du tube (305 mm) -
21G x 3/4" - vert - 50 pcs**



Déscription

BD™ Vacutainer® is een set om bloed af te nemen met een intraveneuze activering in enkele seconden. De drukknop verwijdert de naald rechtstreeks uit de huid. Dit biedt een hoog niveau van verwondingen door de naald. De activering van het veiligheidsmechanisme met 1 hand maakt de set comfortabeler in gebruik.

Spécifications

Marque	BD
SKU leverancier	367326
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Oui
Normes	EN ISO 13485
Bevel	Short 7°
Couleur	Vert
Dimensions	21G x 3/4"
Méthode de stérilisation	Rayonnement (E-beam)
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte