

## 1533155 - Texa® set à pansement 2 - stérile - 1 x 100 pcs



### Déscription

Le set de pansements 2 est emballé stérilement individuellement et contient:

- 1 x pince verte en plastique
- 3 x tampons de gaze diamètre 30 mm, 17-plis en 100% coton

### Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Contenu des sets stériles</b>	Tampon de gaze 30 mm: 3pcs, pince: 1pc
<b>Blister</b>	1 pièce
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte