

1533155 - Texa® set à pansement 2 - stérile - 1 x 100 pcs



Déscription

Le set de pansements 2 est emballé stérilement individuellement et contient:

- 1 x pince verte en polystyrène
- 3 x tampons de gaze diamètre 30 mm, 17-plis en 100% coton

Spécifications

Marque	Texa
Contenu des sets stériles	Tampon de gaze 30 mm: 3pcs, pince: 1pc
Normes	ISO 13485:2016
Blister	1 pièce
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte