

## 1549488 - Coussin abduction Relax - housse bi-tec - L 58 x L 58 x H 28 cm - 1 pc



### Déscription

Le coussin d'abduction Relax est un coussin de sommeil idéal lorsque vos jambes doivent rester dans la même position. Ce coussin de positionnement extra-large a la propriété unique de pouvoir être utilisé en position couchée et latérale. Ce coussin d'abduction offre un soutien confortable et bien ajusté. En plaçant le coussin entre vos deux cuisses, juste en dessous de votre entrejambe, vous pouvez facilement et confortablement écarter vos jambes.

Le coussin d'abduction est souvent utilisé après une opération de la jambe, du genou ou de la hanche. Il convient également parfaitement comme coussin anti-escarres, pour prévenir les escarres. La partie surélevée au milieu empêche les genoux et les jambes de se heurter. Il a de nombreuses utilisations différentes et peut également être utilisé pour soutenir les genoux et les jambes. Le coussin offre également une solution solide pour prévenir les spasmes musculaires. Les points de pression sont éliminés et la pression est uniformément répartie. Cela permet d'éliminer ou de prévenir les escarres et d'offrir un meilleur confort au patient. De plus, le coussin est ignifuge.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 58 cm, H 28 cm, L 58 cm
<b>Composition</b>	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles des billes 0,9-1,18 mm
<b>Lavable</b>	40°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce