


## 1533156 - Texa® set à pansement 3 - stérile - 1 x 60 pcs



### Déscription

Le set de pansements 3 est emballé stérilement individuellement et contient:

- 1 x pince à épiler verte 12,5 cm en plastique
- 5 x compresses de gaze 5 x 5 cm, 17 fils, 8-plies en 100% coton

### Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Contenu des sets stériles</b>	Compresse de gaze: 5 pcs, 1 pince: 1pc
<b>Blister</b>	2 pièces
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte