

1533156 - Texa® set à pansement 3 - stérile - 1 x 60 pcs



Déscription

Le set de pansements 3 est emballé stérilement individuellement et contient:

- 1 x pince à épiler verte 12,5 cm en plastique
- 5 x compresses de gaze 5 x 5 cm, 17 fils, 8-plies en 100% coton

Spécifications

Marque	Texa
Contenu des sets stériles	Compresse de gaze: 5 pcs, 1 pince: 1pc
sku	1533156
Blister	2 pièces
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte