

1533156 - Texa® set à pansement 3 - stérile - 1 x 60 pcs



Déscription

Le set de pansements 3 est emballé stérilement individuellement et contient:

- 1 x pince à épiler verte 12,5 cm en polyéthylène BG70 30% fibre de verre
- 5 x compresses de gaze 5 x 5 cm, 17 fils, 8-plis en 100% coton

Spécifications

Marque	Texa
Contenu des sets stériles	Compresse de gaze: 5 pcs, 1 pince: 1pc
Normes	ISO 13485: 2016
Blister	2 pièces
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte