

1000995 - Seringues - 5 ml - aiguille 21G x 1/2" - 1 x 100 pcs



Déscription

Les seringues Terumo avec aiguille sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité qui garantissent la sécurité de l'injection et de l'administration des médicaments.

La transparence permet de reconnaître facilement les bulles d'air.

Les seringues Terumo sont dotées d'une pointe d'aiguille acérée et d'un revêtement en silicone qui rend l'insertion plus agréable.

Les seringues sont emballées stérile et portent un code couleur ISO.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	MDSS05S2138E
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Seringue• Corps: polypropylène• Piston: polypropylène• Joint: élastomère thermoplastique (SS-codes), caoutchouc polyisoprène (MDSS-codes)• Lubrifiant: huile de silicone• Aiguille• Embase: polypropylène + maser batch• Canule: acier inoxydable• Colle: colle époxy• Lubrifiant: silicone
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Oui
sku	1000995
Contenu	5 ml
Dimensions	21G x 1 1/2"
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène Rayonnement (E-beam)
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte